



Made In Italy

# SCARLETT

BEAUTY



## Body Shape

L'art du remodelage

# Body Shape

## *L'art du remodelage*


Le summum de la polyvalence et de l'efficacité pour des résultats étonnants.

Un équipement de pointe, qui utilise un mix de technologies efficaces pour affiner la silhouette, et peut être utilisé en synergie ou individuellement grâce à des pièces à main spécifiques.

Il permet de réduire, d'élastifier, de tonifier, de modeler et de drainer. Grâce à l'action stimulante du LLLT, il agit de manière directe, ciblée et non invasive sur la membrane cellulaire, favorisant l'échange et l'élimination des graisses dans les cellules adipeuses. Cet équipement est également doté de la technologie Endomassage pour une action drainante, Ultrasons 1MHz pour une action minceur, Electrolipolyse pour tonifier, Radiofréquence avec technologie EMS (Electrical Muscle Stimulation) pour une activité de stimulation du collagène, Electroporation pour une délivrance transdermique de principes actifs, et Chromo-fréquence pour une activité de rééquilibrage. Étant une technologie complète, elle utilise également des pièces à main dédiées aux soins du visage, pour une offre de look total à chaque client.

*\*imperfections causées par la cellulite*





*Body Shape*

# Mag Synergy

*La nouvelle technologie forgée par vos propres mains. Écran intégré et technologie Mag Synergy Endo & Ultra.*

**Imaginez simplement un traitement esthétique où chaque détail est toujours à portée de vue, sans jamais détourner l'attention. C'est la magie de l'écran couleur de la pièce à main.**

Cet appareil innovant vous permet de surveiller les données de travail avec précision, sans distractions. Cela se traduit par une sécurité, une efficacité et des résultats de première classe accrus. Dites adieu aux interruptions et aux écrans de surveillance séparés pour la vérification des paramètres.

L'avenir de l'esthétique est déjà là, et l'écran couleur est au cœur de cette transformation. Obtenez une précision maximale dans vos traitements et obtenez des résultats exceptionnels.



# Ultra & Endo

AFFICHEUR INTÉGRÉ - DOUBLE  
POIGNÉE DOUBLE FONCTION -  
SYNERGIES MULTIPLES

# Mag Synergy Endo

*Synergie révolutionnaire, spécifique aux imperfections de cellulite\*, de graisse et de peau flasque.*

Une pièce à main révolutionnaire conçue pour rendre les soins corporels plus efficaces et plus visibles. L'ergonomie de cette pièce à main a été conçue pour permettre à l'opérateur de la tenir confortablement, sans fatigue, se concentrant ainsi uniquement sur le parcours beauté et les objectifs programmés. La synergie est synonyme de résultat : la combinaison des différentes énergies rend le travail sur le corps plus ciblé et incisif, rendant le résultat visible dès les premières applications. L'Endomassage dynamique à rouleaux,

qui a toujours été le protagoniste des traitements de modelage de la silhouette, est combiné à l'application de la technologie Multipolaire RF, NIR et LLLT, ensemble ils stimulent la réaction active des fibres de collagène, et contribuent à une réduction de la graisse corporelle et à une réduction des imperfections causées par la cellulite. La Chromo-fréquence complète ce processus dynamique et, grâce à la vibration des couleurs, génère une énergie supplémentaire disponible pour les cellules.



Massage Endo Noir Endomassage Pulsé à l'action intense et profonde




Endo Light Massage Endomassage continu, drainage et stimulation du tissu conjonctif



Endo Soft Massage Endomassage continu, drainage doux



\* imperfections causées par la cellulite.




### RADIOFRÉQUENCE

Les traitements RF sont utilisés comme méthode pour fournir de la chaleur aux tissus plus profonds grâce à l'action endogène des RF, dans le but d'augmenter la production de collagène et de stimuler la circulation, et d'influencer la libération des amas graisseux des tissus.




### VACUUM

Il fait référence au concept de thérapie sous vide, c'est-à-dire qu'il exploite les propriétés de la pression négative pour obtenir une réponse des tissus en termes de meilleur drainage. Ce traitement est particulièrement efficace pour éliminer la cellulite\* car il peut faciliter l'élimination des graisses cutanées, grâce à une sorte de drainage lymphatique mécanique.




### LASER LLLT

**980nm + 630nm**  
(Low Level Laser Treatment) En générant une photostimulation, ses effets agissent sur la tonicité et le raffermissement, réduisent le stress oxydatif, améliorent le métabolisme cellulaire et réduisent l'inflammation.



### ENDODERMIC MASSAGE

L'endomassage dynamique à rouleaux, à travers différents applicateurs, permet un véritable modelage des formes du corps, génère un puissant drainage lymphatique et la mobilisation du tissu conjonctif, améliorant la perfusion sanguine.



### NIR

Proche de l'InfraRouge, il utilise des rayons infrarouges capables d'interagir avec l'eau, de chauffer les tissus, de réactiver la microcirculation et de stimuler la production de nouveau collagène.



*all rollers are easily removable and washable*

\* imperfections causées par la cellulite.

# Body Shape et sa polyvalence

*Choisissez la configuration qui vous convient.*

L'un des équipements les plus innovants jamais conçus, il offre une polyvalence sans précédent dans le domaine de l'esthétique professionnelle. Le Body Shape a été conçu en tenant compte des besoins des professionnels de la beauté et des centres de bien-être. Ce qui rend Body Shape si exceptionnel, c'est sa capacité de configuration personnalisée avec des technologies supplémentaires, créant des synergies uniques pour optimiser chaque type de traitement.

## MODELAGE

Configuration de base avec pièce à main Mag Endo, avec action visant le modelage, le drainage et la régénération tissulaire.

### CONTOUR

Mag Endo



+

Mag Ultra



Synergie visant le traitement de la cellulite\* et des graisses, le drainage, la tonification musculaire et la régénération tissulaire.

### REDUCTION

Mag Endo



+

Mag Ultra



Techno Wave



Action visant la dissolution des graisses localisées, l'amélioration de la cellulite\*, le drainage et la stimulation des tissus.

### BODY LIFT

Mag Endo



+

Multipolar RF



Bipolar RF



Action visant le compactage du collagène, aussi bien superficiel (RF bipolaire) que profond (RF multipolaire), pour obtenir un véritable effet lifting cutané. Favorise la néocollagénogenèse pour un résultat durable.

\*imperfections causées par la cellulite

# Effacité et surprise

## résultats également sur le Visage

*Body Shape a été conçu pour intégrer également des pièces à main dédiées au traitement du visage.*

L'une des caractéristiques distinctives de Body Shape est sa modularité également pour les soins du visage, ce qui en fait l'équipement le plus complet jamais conçu.

Cela signifie que vous pouvez ajouter et intégrer différentes technologies et applicateurs, pour adapter l'équipement aux besoins spécifiques de chaque client.

### Ajouter à la forme du corps...

Configuration de modélisation ou une des configurations corporelles prédéfinies, Contour, Réduction ou Body Lift :



#### FACE STIM

RF EMS  
(muscle stimulation)



Vacuum



Idéal pour augmenter la perfusion sanguine, effet liftant, augmentation du tonus musculaire.

#### FACE LIFT

RF Multipolar



RF Bipolar



Action visant l'effet lifting du visage. Compactage du collagène superficiel (BIPOLAR RF) et profond (MULTIPOLAR RF). Favorise la néocollagénogenèse pour des effets durables.

#### VOLUDERM

37 pin Fractional RF



12 pin Fractional RF



Action visant à augmenter la densité de collagène dans les tissus. Stimule la production de collagène et d'élastine dans les couches plus profondes, garantissant des résultats à long terme.

*Maintenant installez-vous confortablement, nous vous donnons les moyens de voyager...*

# All-in

*L'option All-in représente certainement une avancée extraordinaire dans l'évolution des équipements Body Shape.*

## *Pièces à main pour le corps*

### 9288-02

- Endodermic Massage
- Radiofrequency
- NIR
- Laser LLLT 980nm + 630nm
- Vacuum

### 9288-03

- Ultrasound
- Radiofrequency
- Laser LLLT 980nm + 630nm
- Dermo Infusion
- Modeling Wave

### 9780-L

- Shock Wave
- Radiofrequency
- Laser LLLT 980nm + 630nm
- Vacuum

### 9033CORPO-8

- Multipolar Radiofrequency

### 9033CORPO-3

- Bipolar Radiofrequency

### 9033VISO-F2

- Fractional Radiofrequency Stretch Marks



# Configuration All-in

*La solution complète tout compris. Body Shape All-in est à lui seul votre institut de beauté.*

La configuration All-in permet de profiter pleinement de la polyvalence du Body Shape, 11 applicateurs corps et visage dans un seul équipement, chacun doté de technologies différentes, pour une expérience de soin exceptionnellement complète.

L'utilisation simultanée de plusieurs technologies permet de gérer les différents aspects des soins du corps en une seule séance. Cette synergie de traitements ciblés permet de réduire le temps passé et d'obtenir des résultats exceptionnels.

## *Pièces à main pour le visage*



**9033VISO-F5**  
RF EMS (Muscle Stimulation) •



**9033VISO-F4**  
• Multipolar Radiofrequency



**9033VISO-F3**  
• Bipolar Radiofrequency



**9033VISO-F1**  
37 pin Fractional Radiofrequency •



**9033VISO-F2**  
12 pin Fractional Radiofrequency •



**9214**  
Vacuum •

# Mag Synergy Ultra



*Découvrez la base magnétique interchangeable avec la synergie Ultra-remodelante.*

Une pièce à main révolutionnaire aux performances étonnantes, conçue pour améliorer les imperfections les plus courantes qui affligent la silhouette féminine et masculine. L'application combinée des ultrasons, de la radiofréquence multipolaire, de la technologie EMS et de l'électroporation vise à activer tous les mécanismes biologiques capables de revitaliser les tissus, en améliorant les imperfections.

causée par la graisse et la cellulite, favorisant le drainage, améliorant l'activité de contraction musculaire et réactivant la production de collagène. Le processus de photobiostimulation tissulaire est complété par la combinaison de la source infrarouge spécifique de la technologie LLLT et de la technologie Chromo-fréquence.


**RADIOFRÉQUENCE**  
**ULTRASONS**  
**LASER LLLT 980nm + 630nm**  
**INFUSION DERMO-**  
**MODÉLANTE**






## RADIOFREQUENCE

Les traitements RF sont utilisés comme méthode pour fournir de la chaleur aux tissus plus profonds grâce à l'action endogène des RF, dans le but d'augmenter la production de collagène et de stimuler la circulation, et d'influencer la libération des amas graisseux des tissus.



## ULTRASOUNDS


Les ultrasons sont des ondes qui se propagent à une certaine vitesse basé sur la densité du tissu. Normalement utilisé pour les imperfections courantes causées par la cellulite\* et l'accumulation de graisse. Il est important de rappeler que plus la puissance est faible, plus la pénétration est importante.



## LASER LLLT


980nm + 630nm

(Low Level Laser Treatment) By generating photostimulation, its effects act on toning and firming, reduce oxidative stress, improve cellular metabolism, and reduce inflammation.



## MODELING WAVE

L'EMS (électromyostimulation) est une technique d'induction de contraction musculaire grâce à des impulsions électriques spéciales et différentes. En plus de travailler directement sur l'amélioration du tonus musculaire, lorsqu'il est combiné avec d'autres technologies, il améliore le drainage et favorise un apport sanguin accru aux tissus.



## DERMO INFUSION

L'électroporation est un traitement qui favorise la pénétration et améliore la délivrance des dermocosmétiques dans les couches profondes du derme, leur permettant d'agir directement et immédiatement.



\* imperfections causées par la cellulite.

# Techno Wave

*Une pièce à main très sophistiquée, qui vous permettra pour obtenir des résultats jamais vus auparavant.*

Grâce à des tests internes\* sur un petit échantillon de personnes, nous avons constaté une réduction constante des mensurations globales et surtout une redéfinition des principales imperfections.


Nous verrons le corps se modeler et s'adapter parfaitement, grâce à l'extraordinaire synergie entre l'onde de choc, la radiofréquence multipolaire, le vide et le LLLT (Traitement Laser de Bas Niveau).

Il sera possible de travailler des zones comme la jambe dans son intégralité jusqu'à la cheville, sur les côtés de l'abdomen pour créer des tensions et permettre au client de se sentir mieux, et également de traiter les épaules pour une action relaxante.

Le principe de cette pièce à main est la combinaison de diverses énergies pour atteindre un objectif commun, obtenir des résultats tangibles et surprendre dans les attentes. L'objectif que nous nous sommes fixé avec cette technologie est de vaincre les imperfections causées par la cellulite et les amas graisseux qui affligent tant de personnes.




\*Protocoles et performances réalisés au sein de la Société, sur un échantillon spécifique de personnes.




## MULTIPOLAIRE RADIOFRÉQUENCE

La combinaison avec la Radiofréquence stimule les fibres de Collagène, donnant souplesse et extensibilité aux fibres de support. Il permet d'obtenir des résultats dès les premières séances, et en une dizaine de séances le résultat surprendra tout le monde.



## LASER DE FAIBLE NIVEAU TRAITEMENTS

Technologie LLLT, un laser dédié à la stimulation des processus biologiques et à stimuler la production d'énergie qui stimule les muscles.



## ONDE DE CHOC + VACCUM

L'Onde de Choc et le Vacum en combinaison agissent à un niveau localisé (sur le pli créé grâce au Vide) effectuant une action spécifique de redistribution des tissus, les rendant lisses et doux. Le pli nous permet de travailler avec soin et précision, offrant la possibilité d'agir sur les imperfections d'entité moyenne/grande, ou petite et ciblée.



# Radiofréquence visage

*Contrecarre les imperfections.*

## **RF BIPOLAIRE**

*Action Régénérante*

Ce soin à l'effet liftant extraordinaire neutralise le relâchement cutané. En augmentant la température de la couche conjonctive grâce à la chaleur, les fibroblastes commencent à produire du nouveau collagène. Grâce à cet effet, les rides et les signes de l'âge seront atténués et le visage sera naturellement rajeuni. Les résultats deviennent constants après quelques mois de traitement.

## **RF MULTIPOLAIRE**


*Action Régénérante*

*La Radiofréquence Multipolaire est une méthode non invasive pour redonner fermeté à la peau, donner de la fermeté au visage et remodeler l'ovale du visage. Cette technologie, qui exploite le principe de la chaleur endogène, génère une augmentation de la température des tissus, entraînant une réaction de stimulation des fibroblastes, appelés par conséquent à une plus grande efficacité dans la production de Collagène et d'Élastine.*

## **RADIOFRÉQUENCE + EMS**

*Action tonifiante*

L'application combinée de Radiofréquence et de Stimulation Musculaire Électrique permet de réchauffer les tissus en profondeur, de tonifier et d'élastifier les fibres de collagène, et en même temps d'améliorer le tonus musculaire grâce à des micro-contractions.



# RF fractionnée

*Agir sur les tissus de manière sélective.*

## RF FRACTIONNELLE


*Action profonde*

La RF fractionnée permet l'augmentation homogène de la température au niveau du derme, déterminant une action thermique sur les fibres de collagène, rééquilibrant les fibres superficielles et profondes et les réorganisant de manière physiologique. Cette action se traduit par la formation de nouveau collagène et une augmentation du volume du derme. La RF Fractionnée est un système de Radiofréquence capable de combiner la stimulation thermorésistive pour le remodelage plastique du derme avec la correction des irrégularités de texture, conduisant ainsi à un rajeunissement de la peau dans toute son épaisseur.

## RF FRACTIONNÉ À 37 POINTES

*Rides profondes*

La pièce à main circulaire conçue par les laboratoires permet de concentrer l'action de la Radiofréquence Fractionnée, obtenant d'excellents résultats sur les rides dès les premières séances.



## RF FRACTIONNÉ À 12 POINTES

*Action ciblée*

L'applicateur spécifique crée une action ciblée, focalisant l'action directement sur la peau ou les vergetures, pour stimuler la régénération des fibres tissulaires endommagées du derme.



# Radiofréquence manuelle

*Pour modéliser et définir le corps Pour un effet remodelant et élastifiant.*

## RADIOFRÉQUENCE MULTIPOLAIRE

*Action de remodelage*

La Radiofréquence Multipolaire est une solution idéale pour lutter contre les signes du vieillissement. Cette technologie a l'avantage de concentrer le rayon d'action en un seul point, grâce au système à 4 pôles. De cette manière, des températures plus élevées peuvent être obtenues aussi bien en surface que dans les couches plus profondes. La pièce à main multipolaire permet également d'opérer à des puissances plus faibles, et donc avec des temps de traitement légèrement plus longs, sans créer d'inconfort et/ou de douleur pour le client.



## RADIOFRÉQUENCE BIPOLAIRE

*Action élastifiante*

L'effet de la Radiofréquence repose sur la transformation de l'énergie en chaleur, en effet, souvent ce qui est perçu ne correspond pas à la température en profondeur, précisément à cause de l'action endogène de cette énergie. Parmi les caractéristiques fondamentales de la Radiofréquence, il y a la capacité de donner du tonus aux tissus, grâce à la chaleur qui stimule la dégradation des fibres de collagène puis leur régénération plus forte que jamais. Il rétablit certaines fonctions physiologiques, et surtout, le traitement est très relaxant et ne nécessite pas de post-récupération.





## PIÈCE À MAIN INTELLIGENTE

Pièce à main intelligente par radiofréquence qui aide l'opérateur esthétique à effectuer le traitement par radiofréquence.




## INDICATEUR LUMINEUX

Grâce au logiciel avancé avec lequel l'équipement a été mis en œuvre, la pièce à main SMART reconnaît le traitement sélectionné et s'allume, vous permettant d'identifier la pièce à main à utiliser.



## DES LED INTÉGRÉES POUR LE CHROME-BIEN-ÊTRE

Les LED intégrées permettent d'effectuer un traitement de Chrome-Bien-être en synergie, qui consiste à rayonner les zones du corps avec la vibration de lumières de différentes couleurs, pour obtenir un avantage esthétique.





## VIDÉOS ÉDUCATIVES

Dans le cadre du parcours guidé, nous avons également la possibilité de visionner des vidéos qui aident à clarifier les doutes et à améliorer la dextérité. A la pointe en matière de service, Body Shape a toujours rejoint les opérateurs professionnels de l'esthétique pour un résultat d'excellence. Certain de cette force, à l'intérieur du Body Shape ont été insérées des vidéos éducatives conçues pour permettre à l'opérateur de consulter, à tout moment, les protocoles de fonctionnement corrects. Les vidéos pédagogiques des différents protocoles et des compétences manuelles spécifiques sont facilement accessibles grâce à l'écran tactile de 10". nous avons pensé cette solution pour permettre à chacun, en cas de petit oubli, ou d'inclusion de nouveaux opérateurs, de pouvoir réaliser une auto-formation afin d'acquérir les compétences nécessaires pour offrir et assurer le meilleur service.



## DES PERFORMANCES PARFAITES


Les protocoles et performances réalisés au sein de l'Entreprise\* dans le respect des méthodes de travail proposées, confirment la synergie entre la technologie et les cosmétiques iSol.Beauty, garantissant une efficacité maximale du traitement.

*\*Protocoles et performances réalisés au sein de l'Entreprise, sur un échantillon spécifique de personnes.*



## LOGICIEL INTUITIF

Le logiciel avancé d'Overline Infinity Body Shape permet de profiter de nombreuses fonctions avancées et de contrôler l'équipement à travers le moniteur 10", de manière simple, rapide et intuitive. Ce moniteur, tel qu'il est conçu, devient immédiatement un outil fondamental pour mettre en œuvre le travail des professionnels. Avec quelques petits gestes, l'opérateur est en mesure d'effectuer une consultation à 360° de la situation spécifique et physique du client. Vous pouvez examiner les images, contrôler les programmes et les traitements, avoir accès aux données de vos clients. De plus, vous pouvez vérifier le situation des étapes de traitement à effectuer, cela donne l'occasion de motiver et d'impliquer davantage votre client. À l'intérieur du parcours guidé, vous pouvez également regarder des vidéos qui aident à clarifier les doutes et à améliorer la dextérité.



# LES DÉTAILS

Le moniteur réglable électroniquement d'Overline Infinity facilite la programmation et le contrôle du travail, offrant au client une vision claire du traitement. Un grand tiroir supérieur et un compartiment de rangement vous permettent de ranger du matériel et des produits cosmétiques, tandis que l'étagère profilée à l'arrière de l'équipement permet le placement ordonné des pièces à main.



**Compartiment de rangement**



**Grand tiroir supérieur**



**Etagère profilée pour pièces à main**

Le concept de personnalisation d'Overline Infinity est très important. Chaque technologie dispose du système avancé de lecture de carte sans contact, à travers lequel la séquence de traitement est insérée pour chaque client, en stockant les étapes effectuées et celles à effectuer, afin d'optimiser le temps.



**Carte sans contact**





## COSMÉTIQUE INTÉGRÉE

L'association cosmétique intégrée Body Shape et iSol.Beauty est synonyme de réponses concrètes à tous les besoins esthétiques et de résultats ciblés. Les cosmétiques iSol.Beauty sont conçus spécifiquement pour fonctionner efficacement avec les technologies dont sont dotés les équipements, pour une satisfaction maximale de l'opérateur et une excellente expérience de beauté pour le client.



- 1** Traitement du corps  
**ÉMULSION CORPORELLE RF** Émulsion corporelle pour RF ISO.RF.500 [500ml] Émulsion corporelle pour radiofréquence Formule innovante conçue pour traitements par radiofréquence corporelle.  
 Endomassage & RF synergy  
**SYNERGIE HUILE GEL** RF et massages ISO.RFOIL.100 [500ml]  
**2** Formulation spécifique spécialement conçue pour l'utilisation synergique de la Radiofréquence & de l'Endomassage. OILGEL permet d'allier conductivité et glisse optimales, contient du Collagène et de l'Acide Hyaluronique, qui exercent une action raffermissante, hydratante et élastifiante.

- 3** Radiofréquence **ÉMULSION VISAGE RF & STIM** Émulsion Visage pour RF et Stim ISO.RF.100 [250 ml] Émulsion anti-âge pour les traitements par radiofréquence et Stimol Formulation innovante conçue pour les traitements par radiofréquence du visage, permet une conductivité énergétique maximale, facilite le flux de la pièce à main, avec une action tonifiante et anti-âge marquée.  
**4** RF fractionnaire **RFF EXTRÊME** Émulsion anti-âge RF pré fractionnaire ISO.RFF.110 [Airless 150 ml] Formulé avec un hydrolysate de protéines de haut poids moléculaire, des microsphères d'acide hyaluronique réticulées et déshydratées, du collagène marin, un peptide fonctionnel, la vitamine E, exerce une puissante action anti-rides, liftante et repulpante.

- Masques**  
**5** Masque 100% Pure Fibres Biocellulaires [5 x 20ml] **HYDRA FILLER & MASQUE RÉPARATEUR** ISO.BIOCELL.300  
 Peut fournir un effet hydratant intense, apaisant et réparateur de la peau, riche en principes actifs nombreux et innovants dont le « Complexe Réparateur Naturel » exerçant une action apaisante et élastifiante intense grâce au mélange d'extraits de plantes et de peptides qui le composent.  
**6** **MASQUE ANTI-ÂGE** ISO.BIOCELL.200  
 Soins anti-âge exclusif, sublimé par le masque en fibres pures de Biocellulose, dont les principes actifs sont conçus pour les rides plus profondes.  
**7** **MASQUE LEVANT** ISO.BIOCELL.100  
 Soins Lifting & Contouring en masque de Biocellulose pure.  
 Les principes actifs, aux propriétés liftantes et antirides, ont été conçus pour apporter immédiatement tonus, fermeté et éclat au visage.

- Gel conducteur**  
**8** **GEL DRENA-TON** Gel conducteur à effet tonifiant et réactivant au ginseng  
 ISO.TON.200 [1000ml]  
 Gel conducteur spécifique formulé pour intensifier l'effet des soins avec des équipements riches en actifs précieux et innovants aux propriétés réactivatrices, élastifiantes et effet tonifiant.  
**9** **GEL LIPO-CELLULAIRE** Gel conducteur, cellulite et tissu adipeux, au guarana et du thé vert  
 ISO.DREN.100 [1000ml]  
 Gel conducteur spécifique, formulé pour intensifier l'effet des traitements avec l'équipement, riche en principes actifs précieux et innovants qui neutralisent les imperfections de la cellulite et des amas graisseux

# Recherche et développement

Cœur de l'entreprise, le laboratoire innovant de Recherche et Développement est le lieu où des technologies performantes et simples d'utilisation apportent des réponses efficaces aux besoins des opérateurs professionnels de l'esthétique.

## Made in Italy

Une production 100% Made in Italy, offrant des avantages compétitifs en termes de performances, de sécurité et de service client. Les technologies sont distribuées dans les meilleurs centres d'esthétique et instituts de beauté de toute l'Italie et de tous les pays européens ainsi qu'en Amérique du Sud, au Mexique, en Afrique et en Asie.



**ISO 9001** TISO 9001 Représente la certification du Système de Gestion de la Qualité, reconnu internationalement, garantit que l'équipement respecte le système de gestion requis par la norme pour la conception, la production, la vente, le développement et la recherche.

**ISO 13485** La Certification relative au Système de Management de la Qualité des Dispositifs Médicaux, est une norme de Qualité de référence au sein des procédures réglementaires régissant la conception, la production et la commercialisation des Dispositifs Médicaux.

**ISO 45001** Concernant la norme de gestion de la santé et de la sécurité des travailleurs.

**SCARLETT**  
BEAUTY

Distibuteur officiel Belgique- Luxembourg

avenue du commerce 4, 1420 Braine L'alleud - Belgique  
tél : +32 (0) 2 503 35 50  
e-mail : [info@scarlettbeauty.be](mailto:info@scarlettbeauty.be)  
<https://scarlettbeauty.be>