


laser
BODY
980 *Synergy*



avenue du Commerce 4 - 1420 Braine l'Alleud - Belgique
<https://scarlettbeauty.be>
mail : info@scarlettbeauty.be
Tel. : +32 (0) 2 503 35 50

SCARLETT
BEAUTY

BODY SYNERGY LASER

- La technologie Body Synergy Laser 980nm , pour le remodelage et la tonification du corps. Il exploite la synergie de différentes ondes électriques pour agir de manière ciblée sur les imperfections esthétiques les plus fréquentes qui affectent le corps. Idéal pour réveiller le métabolisme, améliorer la circulation lymphatique et la microcirculation, drainer, oxygéner, régénérer et stimuler la production de nouveau Collagène, Elastine et Acide Hyaluronique, éliminer les bourrelets en excès et la “peau d’orange” disgracieuse,
- Les différents programmes réalisables exploitent l’utilisation des 8 plaques innovantes légèrement concaves, agissent simultanément grâce à une série de technologies de dernière génération : Laser Bas Niveau (LLLT) (Low Level Laser Treatment), Ultrasons 1MHz, Électrolipolyse, Électro Remodelage et Électroporation.
- Un soin du corps ciblé et efficace en seulement 30 minutes.
- La Carte Mémoire Client (format carte bancaire) permet le stockage des traitements.



Laser LLLT 980nm

La technologie Low Level Laser Treatment (LLLT) agit de manière directe, ciblée et non invasive sur la membrane cellulaire, favorisant l’échange et la libération de la graisse présente dans les cellules adipeuses qui sera réduite, produisant un remodelage important du corps .

Ultrason 1 MHz

Traitement des graisses.

Ils sont utilisés pour lutter contre la composante fibro-sclérotique de la cellulite, créer une élévation de température augmentant ainsi la vitesse des réactions métaboliques adipeuses (augmentant ainsi l’action de la lipolyse) et modifier le pH local et la perméabilité des membranes cellulaires.

Électrolipolyse

Traitement cellulite / graisse

Il déclenche une augmentation de l’activité cellulaire, tonifie la circulation sanguine, favorise les échanges cellulaires et entraîne la combustion locale des graisses. Cette synergie d’actions est capable de réactiver toutes les zones où les amas graisseux s’accumulent (hanches, ventre, genoux, cuisses) et en associant divers facteurs, elle s’avère indispensable pour revitaliser les zones cellulitiques où le sang circule mal.

Électro remodelant

Traitement raffermissant

Il agit sélectivement sur les zones musculaires, facilitant le modelage dans les zones souhaitées. Ce traitement associé aux ultrasons permet, par contraction musculaire, de consommer les graisses rendues disponibles par la désagrégation provoquée par les ultrasons à l’intérieur de la cellule adipeuse, favorisant ainsi moins de stagnation en fin de traitement.

Électroporation

Action intensifiante

L’électroporation, par l’émission d’impulsions électriques, permet d’ouvrir des canaux dans la derme pour véhiculer en profondeur les principes actifs des cosmétiques utilisés, choisis en fonction de l’imperfection à traiter.

Infrarouge

Action réductrice

Une des meilleurs méthodes de transmission de la chaleur est le rayonnement infrarouge. Le traitement chauffe la zone, pénétrant dans les tissus adipeux, l’augmentation localisée de la température favorise la vasodilatation et donc aussi un flux véno-lymphatique correcte qui facilite le drainage des liquides.

En option

- Radiofréquence bipolaire visage
- Radiofréquence multipolaire visage