

# BODY

Warm



avenue du Commerce 4 - 1420 Braine l'Alleud - Belgique  
<https://scarlettbeauty.be>  
mail [info@scarlettbeauty.be](mailto:info@scarlettbeauty.be)  
Tel. : +32 (0) 2 503 35 50

**SCARLETT**  
BEAUTY

# Body warm

L'appareil professionnel Body Warm est un équipement pour le soin du corps. La chaleur définit la silhouette. Corps remodelé, peau tonique, compacte, hydratée, régénérée, quelle que soit la saison, se sentir bien et se faire plaisir est un besoin.


Body Warm exploite les propriétés de la chaleur pour lutter contre les imperfections de la cellulite, la graisse et le relâchement cutané et enveloppe en même temps le client dans une chaleureuse étreinte de bien-être. Body Warm fonctionne avec la radiofréquence, l'infrarouge LED, l'électrolipolyse et l'électrostimulation de nouvelle génération. 4 technologies efficaces pour amincir le corps qui peuvent être utilisées à la fois individuellement et en synergie. La Carte Mémoire Client (format carte bancaire) permet le stockage des traitements.

## Infrarouge LED

### Action ultra réductrice.

L'augmentation localisée de la température favorise la vasodilatation et donc aussi un flux véno-lymphatique correcte qui facilite le drainage des liquides. En fait, grâce à une longueur d'onde particulière, un rayonnement photobiologique très sélectif émet de la chaleur uniquement quand il atteint la partie adipeuse, augmentant sa température et donc l'activité enzymatique en favorisant la lipolyse locale et en brisant les dépôts de tryglycérides en acides gras et en glycérol pour entrer dans le secteur sanguin et être métabolisé et consommé comme source énergétique de l'activité contractile musculaire.

Led (633 nm) à l'intérieur des bandes infrarouges, ils élargissent la gamme de fréquence des bandes, améliorant l'effet de chaleur.




## Radiofréquence Bipolaire

### Action élastifiante.

Augmente le métabolisme local, accélère le flux sanguin dans la microcirculation, élimine la stagnation des liquides dans les capillaires, libère le tissu interstitiel du blocage œdémateux, rétablit


la température nécessaire pour relancer la lipolyse, interrompt la réaction fibrotique de l'hypoderme, réduit le relâchement cutané et les effets de l'imperfection de la cellulite.



## Radiofréquence Multipolaire

### Action de remodelage.

La RF multipolaire exploite les caractéristiques des méthodes monopolaires et bipolaires pour apporter de l'énergie sous la peau, et présente en outre l'avantage de focaliser le faisceau d'action en un seul point grâce au système à 4 pôles. De cette manière, des températures plus élevées peuvent être obtenues aussi bien en surface (40°C) que dans les couches plus profondes (43°C / 2cm).



## Électrostimulation

### Action raffermissante.

L'électrostimulation agit sélectivement sur les zones musculaires, facilitant le modelage dans les zones souhaitées. Ce traitement associé aux ultrasons permet, par contraction musculaire, de consommer les graisses rendues disponibles par la désagrégation provoquée par les ultrasons à l'intérieur de la cellule adipeuse.

## Électrolipolyse

### Traitement cellulite/graisse.

L'électrolipolyse déclenche une augmentation de l'activité cellulaire, tonifie la circulation sanguine, favorise les échanges cellulaires et entraîne la combustion locale des graisses. Cette synergie d'actions est capable de réactiver toutes les zones où les amas graisseux s'accumulent (hanches, ventre, genoux, cuisses) et en associant divers facteurs, elle s'avère indispensable pour revitaliser les zones cellulitiques où le sang circule mal.

## En option

- Radiofréquence bipolaire visage
- Radiofréquence multipolaire visage

